

29 足踏み式スタンド

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

ボトルに触れずに消毒できる 施設の入り口や、受付への設置に

- トレーが上下するのでボトル
サイズに合わせて高さ調整可能
- 電源を必要としない足踏み式
- スタンド型なので設置工事不要
- 3.7kgと軽量なので移動が
ラクラク
- スチール製で丈夫で長持ち

使用
ボトルの
高さ制限
なし

軽量
持ち運び
ラクラク

※アルコールスプレーは付属していません。




電源を
必要としない
足踏み式!

電源不要

組立式

手を使わず
消毒できて
衛生的!



112cm

品番 051533

足踏み式 消毒スプレースタンド


(税込)
¥13,800
¥12,546 (税別)

製品仕様

- サイズ/1120×360×300mm、ボトル押さえ幅:
35mm、トレー内寸:225×115mm ●重量/約3.7kg
- 包装形態/ダンボール箱

使用上の注意

※プッシュ部分が直径35mm以上のボトルはおさまり
ませんのでご注意ください。



- 低めサイズなので小学生～大人
まで使用可能
- スタンド型なので設置工事不要
- 4kgと軽量なので移動がラクラク
- スチール製で丈夫で長持ち

軽量
持ち運び
ラクラク



北海道は1個あたり+税込1,320円、
沖縄・離島は1個あたり+税込3,300円
別途送料がかかります

品番 051295

足踏み式 消毒液スタンド

(税込)
¥19,800
¥18,000 (税別)



※アルコールスプレー、床固定用の
ネジは付属していません。

製品仕様

- サイズ/900×300×300mm(最大調節時) ●重量/約4kg
- ボトル収納部の有効寸法:110×105mm、使用できるボトル
の高さ:130～280mmまで対応、面ファスナー:長さ約42cm×
2cm ●包装形態/包装なし

電源不要


ボトルの転倒を
防止できる
面ファスナー
ベルト付!

電源を
必要としない
足踏み式!

日本製

70cm

約80～100cm



P30～32 除菌用品比較表

ページ	P.30	P.30	P.30	P.31	P.32
品番	051150	051081	051326	051299～051301	051296～051298
商品名	PROCA(可溶性水酸化カルシウム)	次亜塩素酸ナトリウム溶液 サンラックP	ハッカの除菌水	KE除菌グリーン	ニュートラルクロルグリーン
除菌	○	○	○	○	○
抗菌			○	○	
消臭	○		○		○
食品機械・器具使用	○	○	○		○
手指使用	○		○		
希釈	—	500倍	不要	不要	4倍/2倍/原液
総容量	14.4L分	約2,500L分	15kg	18kg/15kg/5kg	18kg/15kg/5kg(原液使用の場合)

水道水で作れる除菌・消臭剤 使用原料は食品添加物のみで安全

細菌・ウイルス除菌率99.99%

- 優れた除菌効果:あらゆる細菌やウイルスに対する除菌効果が確認されています
- 優れた抗菌持続性:菌を繁殖させない環境を作ること抗菌作用が持続します
- 場所を選ばず使用できる:水滴の付着した場所での使用も可能です
- 優れた消臭効果:様々な悪臭に対する消臭効果に優れています
- 人体にも環境にも優しい高い安全性




品番 051150

PROCA(可溶性水酸化カルシウム)3g×48包

(税込) **¥15,000** **14.4L分**
¥13,637(税別)

ウイルス 不活化性能



製品仕様

●サイズ/145×75×132mm ●保管期限/水溶液にした場合:1年、粉末:3年 ●包装形態/化粧箱

使用方法

●標準使用量/300mlの水に3g(1包)


食品添加物・殺菌料

次亜塩素酸ナトリウム溶液とは?

塩素系殺菌剤のひとつであり、食品製造の分野で食品添加物殺菌料として活用されています。まな板やクロス等の調理器具類の殺菌・漂白や、野菜の殺菌等、食品衛生の分野で活用されています。ノロウイルス対策にも用いられます。

次亜塩素酸
ナトリウム

500倍希釈



机、壁面、床面の除菌・消毒に!

品番 051081

次亜塩素酸ナトリウム溶液
サンラックP 5kg

(税込) **¥3,980**
¥3,619(税別)

約2,500L分

製品仕様

●サイズ/205×115×260mm ●濃度/有効塩素濃度12%以上(出荷時) ●包装形態/包装なし

使用方法


●標準使用量/1Lの水に2ml(500倍)、壁面、床面など除菌・消毒する場合

引火性のないノンアルコールの 消臭・除菌水

希釈不要

除菌率99.9%・72時間抗菌

- 弱酸性で手肌にやさしい
- 天然由来成分100%のハッカ精油+ユーカリ精油使用
- 雑菌を徹底除菌・抗菌



調理台や調理器具の除菌・抗菌に!

品番 051326

ハッカの除菌水
5kg 3本セット

(税込) **¥9,000**
¥8,182(税別)

15kg

製品仕様

●サイズ/300×200×110mm ●包装形態/ダンボール箱

使用方法

●食卓や調理器具は、対象物が濡れる程度にスプレーし、乾いた布で拭き取る。●電子レンジなどのキッチン家電は、乾いた布に適量スプレーし、対象物を拭く。

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

31 除菌剤

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

2度拭きいらず スプレー するだけの 簡単除菌

99%除菌・抗菌

希釈不要



経済産業省発表

「新型コロナウイルスに対して有効な界面活性剤7種」のうち、3種(塩化ベンザルコニウム、アルキルグリコシド、アルキルアミノオキシド)を配合!

- アロマオイルにも使用される天然由来100%のハッカ油配合
- 除菌・防臭・抗菌が同時にできる
- 水と同じ中性で人体にやさしい
- 材質への影響が少ない(水道水レベル)
- 洗浄成分配合で、簡単な汚れなら除菌しながら洗浄可能

アルコールが使えない
プラスチック
やゴムの
除菌に



日本製

約2年の
長期保存が
可能

KE除菌クリーン

品番 051299

ハイテナー18kg

18kg

(税込) **¥7,500**

¥6,819(税別)

品番 051300

5kg×3本セット

15kg

(税込) **¥7,500**

¥6,819(税別)

品番 051301

5kg

5kg

(税込) **¥2,500**

¥2,273(税別)



ハイテナー18kg



5kg

製品仕様

- 成分/除菌剤(※1)、界面活性剤(※2)、精製水、クエン酸三ナトリウム、ハッカ油
- ※1 第四級アンモニウム塩(塩化ベンザルコニウム)
- ※2 アルキルグリコシド、アルキルアミノオキシド(洗浄成分)
- 液性/中性pH7.5±0.5程度 ●包装形態/ハイテナー18kg・5kg×3本セット:ダンボール箱、5kg:包装なし

使用方法

- 対象物に直接噴霧する。

ほとんどの菌に対して 除菌効果のある 画期的な除菌剤

20秒で99.9%の除菌効果

4倍希釈/2倍希釈/原液

シュッと吹きかけて
臭いや菌、ウイルスを
元から破壊!

原因菌・ウイルスを
分解し、無害化

反応後は水、酸素、
超微量の塩化ナトリウム
(塩)に変化!

- 厚生労働省がコロナ対策で推奨する次亜塩素酸ナトリウムが主成分
- 次亜塩素酸ナトリウムの約8倍の除菌力(pHの調整により遊離塩素が多い)
- 中性なので人体にも安心安全
- トイレや排水溝、生ごみ等の消臭にも大変有効
- 毒性が少ない食品添加物グレードの原料を使用
- 金属の腐食がほとんどない
- 直接噴霧・浸漬により除菌効果が得られる

日本製

ニュートラルクロルクリーン

品番 051296

ハイテナー18kg

18kg

(税込)
¥7,800

¥7,091(税別)

品番 051297

5kg×3本セット

15kg

(税込)
¥7,800

¥7,091(税別)

品番 051298

5kg

5kg

(税込)
¥2,600

¥2,364(税別)

調理
器具に



浸漬除菌
もできる



ハイテナー18kg



5kg

製品仕様

- 成分/ 次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、精製水 (塩素濃度:200ppm)
- 包装形態/ハイテナー18kg・5kg×3本セット:ダンボール箱、5kg:包装なし

使用方法

- 標準使用量/【希釈4倍】原液1:水3 (マスクや衣類、ドアノブ・手すり・机等の身の回り品)【希釈2倍】原液1:水1 (臭いの気になる空間の除菌・消臭)【原液】(住居内の除菌消臭、排水溝等の頑固な臭いの除菌消臭)
- 直接スプレーし、気になる場合はその後乾いた布で拭いてください。
- 直接スプレーできない場合は、布にスプレーして拭いてください。

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

手にはどんな細菌がいる？



手には清潔にしている、1cm×1cmの面積に39,000～4,600,000個もの菌がいると言われています。

皮脂腺、皮膚のひだなどにある
必要な菌 → **常在菌**

表面や爪にいる感染源になりやすい
不要な菌 → **通過菌**

通過菌を除去しましょう！

手洗いの時間・回数による効果

手洗いの方法	残存ウイルス数/残存率*
手洗いなし	約1,000,000個
流水で15秒手洗い	約10,000個/約1%
ハンドソープで10秒または30秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎ	数百個/約0.01%
ハンドソープで60秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎ	数十個/約0.001%
ハンドソープで60秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎを2回繰り返す	約数個/約0.0001%

出典 森功次他:感染症学雑誌, 80:496-500, 2006
http://journal.kansensho.or.jp/Disp?pdf=0800050496.pdf

*手洗いなしと比較した場合

液体タイプと泡タイプ どちらのポンプにも使える

日本製

希釈不要

- ヤシ油を使用した手洗い用液体石けん
- 泡立ちがよく、さっぱりとした洗い上がり
- 爽やかな柑橘系の香り
- 廃棄に便利につぶせる容器

051279 オートディスペンサー泡タイプ(P34)
051151 オートソーブディスペンサー(P35)
でも使える!



品番 051303

カネヨ 水石けん

5kg

(税込)
¥2,420

¥2,200(税別)

製品仕様

●成分/水、ヤシ脂肪酸、K、グリセリン、コカミド、DEA、EDTA-2Na、香料、緑3、緑204 ●正味量/5kg ●包装形態/包装なし

使用方法

●原液を適量手に取り、よく泡立てて洗った後、洗い流してください。

バイ菌を殺菌剤で 殺菌・消毒

日本製

有効成分 グリチルリチン酸ジカリウム(消炎剤)
トリクロサン(殺菌剤) 配合

- 皮膚を洗浄し、殺菌・消毒する薬用石けん
- ニキビを予防し、汗のニオイや体臭を防ぐ
- ラベンダーの香り(微香性)

品番 051087

薬用石鹸 デオドラント・ソープ

医薬部外品

(税込)
¥132

¥120(税別)

製品仕様


●サイズ/約65×50×20mm ●有効成分/イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム ●その他成分/石けん用素地、ヒドロキシエタナジホスホン酸、EDTA-4Na、DPG、酸化チタン、香料、黄406、赤504 ●包装形態/PP袋



手をかざすだけで 自動で 泡が出る

泡タイプなら
少ない洗剤と水で
効率よく洗えるので
経済的！

●オートディスペンサー 泡タイプ
●通常洗剤



吐出量
約1.9ml

液体容量
250ml

配線不要
乾電池式

※泡タイプ液体
石鹸は別売です。

自動センサーで触れずに使用できる
ので二次感染が予防できる



メーカー保証期間：1年

品番 051279

単3乾電池
3本使用(別売)

オートソープディスペンサー 泡タイプ

(税込)
¥2,200
¥2,000(税別)

製品仕様

●サイズ/100×90×205mm ●材質/ABS ●電源/単3電池3本使用(別売)
●内容量/250ml ●包装形態/化粧箱

電池式なので置き場所を選ばない




ボトルと本体が別々になるので
詰め替えがカンタン

液体石鹸タンクの
背面下部を持ち、本
体を傾けてタンク
を取り外します。



液体石鹸タンクの
栓を外し、泡タイプ
液体石鹸を補充し
てから元通りに本
体にセットします。



飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

35 オートソープディスペンサー

手をかざすだけで 液体石鹸が出る

液体
タイプ



吐出量
約2.5ml

液体容量
330ml

配線不要
乾電池式

※液体石鹸は別売り。

自動センサーで触れずに使用できる
ので二次感染が予防できる



センサー機能付き

品番 051151

オートソープディスペンサー

（税込）
¥1,980

¥1,800（税別）

※送料別

※メーカー・販売店により仕様や価格が異なる場合があります。最新価格・仕様は必ずご確認ください。

電池式なので置き場所を選ばない



センサー運動で
LEDが発光する



LED付

2種類のソープ対応

液体タイプ

アルコール
ジェルタイプ



手をかざすだけ 触れずに 検温&除菌

測定温度精度
±0.2℃～
±0.3℃

検温計

アルコールディスペンサー



吐出量
約0.9ml

液体容量
350ml

検温範囲:
35.0～42.0℃
検出精度:±0.2℃

配線不要
乾電池式

※測温範囲は常温です。お風呂場や同様の
体温度ではありませんが、検温範囲が広くよき特徴となります。

自動センサーで触れずに使用できる
ので二次感染が予防できる



アルコール
消毒液の検出

品番 Q51535

非接触検温計&オートディスペンサー
(アルコール消毒液用)

価格
¥7,800

¥7,091 (税別)

長時間に液晶
の色が変わり
アラームが
鳴る!



電池式なので置き場所を選ばない



主な仕様

●本体サイズ: 約120mm(高さ)×45mm(幅)×45mm(奥行) 重量: 約150g
●検温範囲: 35.0～42.0℃ 検出精度: ±0.2℃
●アルコール検出範囲: 約10cm以内 吐出量: 約0.9ml/回
●電池: 単3乾電池4本(別売) 消費電力: 約0.5W
●動作温度: 5～40℃ 保存温度: -10～50℃ 湿度: 20～80%RH
●材質: ABS樹脂(本体) 検温センサー: 非接触式 検出センサー: 超音波式

商品名

品番

メーカー

価格

特徴

写真

説明書

お問い合わせ

37 オートディスペンサー

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

手をかざすだけで 消毒液をすばやく スプレー

※画像はイメージです



吐出量
約0.9ml

液体容量
250ml

配線不要
乾電池式

※消毒液は別売です。

0.3秒で
消毒液を
噴射

半透明窓だから消毒液
の残量がわかりやすい!

自動センサーで触れずに使用できる
ので二次感染が予防できる

電池式なので置き場所を選ばない



メーカー保証期間:1年

品番 **051158**

単3乾電池
3本使用(別売)

オートディスペンサー
(アルコール消毒液用)

(税込)
¥2,280
¥2,073(税別)

製品仕様

●サイズ/100×90×205mm ●材質/ABS ●電源/単3電池3本使用(別売)
●内容量/250ml ●包装形態/化粧箱 ※粘度の高い消毒液は使えない場合があります。

使用方法



噴射口に手を近づけ、手のひらに消毒液をつける



手を組んで消毒液をなじませる。



指の間や手の甲にも乾くまですり込む。

ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレイ

品番 051524

ディスペンサー用トレイ

(税込)

¥1,000

¥910 (税別)



品番 051580

三脚(ディスペンサー用トレイ付)

(税込)

¥3,200

¥2,910 (税別)



先端には三脚対応のサーマルカメラ
や検温計を取り付けられます

柱の形状を選ばない



柱の太さ3cmまで対応



高さ調節可能



※ディスペンサー、固定式
検温計は別売りです

155
70
cm

製品仕様

●サイズ/トレイ: 203×153×20mm、三脚: 収納時サイズ/65×65×580mm、最大地上高/1550mm、最低地上高/700mm ●耐荷重/約2kg
●材質/トレイ: 鉄、三脚: アルミニウム合金 ●包装形態/トレイ: PP袋、三脚: ダンボール箱

身近な物を除菌&乾燥

自動 除菌と乾燥を行います

除菌 除菌を行います

乾燥 乾燥を行います

保管 間隔を開けて除菌と
乾燥を繰り返します



16Lの大容量

紫外線
除菌

ボタンを押すだけ
簡単操作

除菌率99.9%

品番 051583

除菌庫

(税込)


¥24,000

¥21,819 (税別)

用途

哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能。

UV除菌



熱風乾燥



製品仕様

●サイズ/280×320×400mm ●定格電圧: 100V ●定格周波数: 50/60Hz ●定格消費電力: 126W ●除菌率: 99.9%
●ドライ機能: 40~55℃乾燥 ●材質/ABS ●包装形態/ダンボール箱

スマホやマスクをきれいに除菌

スマホ

マスク

メイクブラシ

腕時計

メガネ

イヤホン

ハンドタオル

鍵など

普段使いの小物に幅広く対応

アロマ
機能付

除菌率99%

紫外線
除菌

USB
充電

ボタンを押すだけ
簡単操作

品番 051320

UV除菌ボックス goomobox

(税込)

¥4,048

¥3,680 (税別)



製品仕様

●サイズ/約235×130×60mm、内寸: 180×100×22mm ●付属品/USBケーブル (Micro USB Type-B)
●材質/プラスチック ●包装形態/化粧箱



飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

39 アルコールウェットシート

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

手指にも使える 大判タイプ

さまざまなシーンで活用!



20×30
cm

国産
不織布
使用

アルコール
95%



キッチンまわりの掃除



外出先で



手拭き



家具の掃除

品番 051390

ワイペックス ホタテ除菌

アルコールウェットシート
20枚入×30個

(税込)
¥9,900

¥9,000 (税別)

総枚数

600枚



ホタテの力で除菌

元来貝殻は、そのまま川や海に沈めても水質浄化の効果が得られますが、800度以上の高温で焼くと主成分の炭酸カルシウムから二酸化炭素が分離し酸化カルシウムに変化します。酸化カルシウムのアルカリ性の除菌効果を活かしたウェットシートタイプです。

製品仕様

●サイズ/シート1枚の寸法:約200×300mm/38gタイプ ●除菌成分/ホタテ焼成貝殻粉末、ポリヘキサメチレンピグアニジウム塩酸塩、エタノール ●その他成分/水、パラベン ●包装形態/包装なし

メガネクリーナー・除菌ミスト 40

ガラス・プラスチック製メガネレンズについた油汚れ・指紋をスッキリ落としくもりを防止!
マスク使用時のメガネの曇り対策に



約200～
400回分

効果の持続性
約1日
※使用環境により
異なります。



品番 051058

20ml

くもり対策メガネクリーナー

(税込)
¥500

¥455 (税別)

日本製

製品仕様

●成分:界面活性剤・アルコール系溶剤・水 ●液性:中性 ●正味量:20ml ●使用量の目安:レンズ片面あたり約1～2滴(一本で約200～400回分) ●効果の持続性:約1日 ※使用環境により異なります。 ●原産国:日本 ●包装形態/チャック付PE袋

使用方法

- ①使用前に軽く振ってください。
 - ②レンズ両面にそれぞれ1～2滴かけてください。すぐにティッシュペーパーや柔らかい布などで液をレンズ全体に軽くのばしてください。
 - ③20～30秒程乾燥させた後、別の乾いたティッシュペーパーや柔らかい布でレンズ全体を軽く拭き上げてください。
- ※液をつけますとムラの発生や、フレームのフチに液が溜まる場合があります。
※強く拭くと曇り止め効果が十分にでない場合があります。

除菌・消臭・虫よけができる万能ミスト
いつでもどこでもひんやり除菌

ハッカ油配合で、マスク・タオルなどに吹きかけると、ひんやり感が感じられ、爽やか!



品番 051217

50ml

除菌・消臭ひんやりミスト
(携帯用)

(税込)
¥390

¥355 (税別)

天然由来成分だけで作られたミストなので安心・安全!

ハッカ油



ホタテ
貝殻焼成
カルシウム



水



製品仕様

●サイズ:φ35×120mm ●内容量:50ml ●成分:水、ホタテ貝殻焼成カルシウム(水酸化カルシウム)、ハッカ油 ●液性:アルカリ性 ●原産国:日本 ●包装形態/包装なし

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

41 スプレーボトル

飛沫防止

マスク

アルコール

テーブルなどの 据え置き用に

容量
500ml

品番 051362
詰め替え用スプレー
ポンプ容器(500ml)

(税込)
¥340
¥310 (税別)



製品仕様

●サイズ/210×68mm ●材質/ノズル:
PP、ボトル:PE ●包装形態/PP袋
※薬剤は入っていません。

500mlのペット ボトルをスプレー 容器にできる

容量
500ml
用

品番 051242
スプレーヘッド
ガンタイプ 黒

(税込)
¥170
¥155 (税別)



製品仕様

●サイズ/200×100mm ●材質/PP ●包装形態/
PP袋 ※本商品にペットボトルは付属しておりませ
ん。500mlのペットボトルを別途ご用意ください。

除菌用品

感染対策

検温機器

光による品質劣化を抑える!

遮光性能に 優れた黒色ボトル

容量
100ml

遮光
タイプ

品番 051364
スプレー容器 黒
(100ml)

(税込)
¥130
¥119 (税別)

製品仕様

●サイズ/φ38×145mm
(キャップ含) ●材質/PP
●包装形態/PP袋 ※薬剤
は入っていません。



コンパクトサイズで携帯に 便利な遮光ボトル

容量
30ml

遮光
タイプ

品番 051140
スプレー容器
(30ml)

(税込)
¥80
¥73 (税別)

製品仕様

●サイズ/φ29×103mm
(キャップ含) ●材質/PE
●包装形態/PP袋 ※薬剤
は入っていません。



防犯防災

その他

残量が一目でわかる 透明ボトル

●アルコールの小分けに

容量
25ml

品番 010634
スプレー容器
(25ml)

(税込)
¥120
¥110 (税別)

製品仕様

●サイズ/φ24×104mm
(キャップ含) ●包装形態
/PP袋 ※薬剤は入っていま
せん。



消毒液などを気軽に持ち歩ける

●携帯に便利なストラップ付
●中身が見える透明窓付

ジェルタイプ・液体タイプ
どちらも使用可能!

容量
30ml

品番 051218
携帯用容器 (30ml)

(税込)
¥100
¥91 (税別)

製品仕様

●材質/容器本体:PET、ホルダー部分:シリコン
●包装形態/PP袋 ※薬剤は入っていません。

